

H300 ODSTRAŇOVAČ ČERNÝCH TEČEK

Uživatelský manuál

Model:H300

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Varování a upozornění

Důležité! Před použitím použijte horký ručník nebo obličejový napařovač po dobu 5-10 minut, ujistěte se, že jsou póry zcela otevřené, pak lze černé tečky snadno odsát.

Nejprve proveďte odsátí na nejnižší režim, poté postupně přidávejte sílu odsátí podle toho, jak máte citlivou kůži.

Během používání, nepřikládejte zařízení příliš k obličeji. Jinak hrozí riziko poranění.

Na každém místě kůže zůstávejte nejdéle 3 s. Jinak hrozí riziko podráždění a zarudnutí kůže. V důsledku sacího účinku podtlaku je zarudnutí kůže po odsátí normální. Do 1 hodiny by se měla kůže zotavit.

Zařízení používejte 1-2x za týden. Zařízení použijte na cca 5 min, ne více.

Těhotné ženy, děti, pacienti s kožním onemocněním a pacienti po plastice obličeje nesmějí zařízení používat.

- 1 -

Použití

Používá 2021nejnovější inteligentní technologii konstantní síly a technologii vzduchové pumpy, aniž by poškodil vaši pokožku. Vizualní odstraňovač černých teček je oblíbené zařízení pro péči o pleť, který bezpečně a účinně vysaje všechny černé tečky, bílé tečky a odstraní akné z vašeho obličeje.

V kombinaci s technologií Breathing mode, 4 různými vyměnitelnými sacími sondami, vakuovými absorpčními technikami od 1. do 3. úrovně sání splňuje požadavky různých typů pleti (citlivá, suchá, normální, smíšená, mastná pleť).

Zařízení je vybaveno 8 LED světly, 5,0 megapixely, 20násobným zvětšením displeje a objektivem s vysokým rozlišením, díky němuž se vyhnete čištění černých teček naslepo a jasné uvidíte, jak vytahuje nečistoty a černé tečky. Kromě toho je zařízení vhodné pro péči o obličej a podporuje pořizování obrazových záznamů.

- 2 -

Popis

Instrukce
Stáhněte aplikaci.

- 3 -

V internetovém obchodě Apple Store (iOS) „Time siso“.
V internetovém obchodě Google Play (Android) „ Time siso“.

Případně naskenujte uvedený QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Aplikaci lze stáhnout na www.inskam.com/download/camera.zip.

Poznámka: aplikace podporuje mobilní spojení, nepodporuje spojení s počítačem.

Na telefonu zapněte wifi, jinak nedojde ke spojení.

Spojte se sítí 2.4 GHz, jiné frekvence nejsou podporovány.
Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 2 s (wifi indikátor začne blikat).

Otevřete aplikaci „Time siso“ a stiskněte „Go to connect“.

- 4 -

Vraťte se do telefonu a nastavení Wifi a vyhledejte Timesiso-xxx.

Heslo k Timesiso-xxx je 12345678 (úspěšné spojení, LED wifi svítí).

Otevřete aplikaci, stiskněte Home a začněte odsávat.

Velikost nástavce podle typu pokožky

Oválná přísavka (silikon) s malou silou pro ženy

Kruhová přísavka (silikon) pro ženy na černé tečky, pupínky a mastnotu

Oválná přísavka (silikon) s velkou silou „T“ zóna

Kruhová přísavka na černé tečky, pupínky a mastnotu

- 5 -

Použití

Krok 1
Očistěte pleť pomocí horkého ručníku nebo napařovače a otevřete póry.

Krok 2
2x stiskněte tlačítko režimu a změňte režim, A pro normální režim B pro Breathing režim.
Model A/B s třemi rychlostmi (hladký, standardní a silný režim).

Krok 3
Můžete vidět stav obličeje na telefonu, přesunout zařízení na kůži a vysát černé tečky, akné, mastnotu.

Krok 4
Použijte chladicí masku nebo studený ručník a póry opět uzavřete.

Nabíjení

LED indikátor baterie bliká, když je slabá baterie. Nabijte zařízení 5 V/1 A adaptérem.

LED indikátor během nabíjení bliká. Zařízení je plně nabito cca po 2 h.

- 6 -

Specifikace

Název	Intelligent Visual Blackhead Remover
Pixel	5.0 mil. pixelů
Zvětšení	20 x
Baterie	1300 mAh
Doba nabíjení	2 h
Životnost baterie	1.5h
Rozměr	197*40*40 mm
Podpora systému	Android 4.4 , iOS 9.0 , MacOS X 10.8 a vyšší
Obsah balení	Zařízení *1
	Nástavce *4
	USB datový kabel *1
	Manuál *1

Distributor
Sunnysoft s.r.o.,
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

- 7 -