

MAGELUX XG05 MASÁŽNÍ PISTOLE



Uživatelský manuál

Specifikace

Model: XG05

Motor: kartáčový motor

Vnější materiál: ABS plast

Vstupní napětí: 16.8 V

Amplituda: 12 mm

Rychlost: 1200-3200 otáčení/min

Obsah balení

1x masážní pistole

12x masážní nástavec

1x cestovní pouzdro

1x USB kabel

1x uživatelský manuál

Nabíjení baterie

Před prvním použitím, zařízení/baterii nabijte.

Spojte USB nabíjecí kabel s USB portem.

Stav baterie bude zobrazen na LED displeji. Během nabíjení bude pulzovat.

Plně nabitá baterie: na LED displeji bude zobrazeno 100 %.

Baterii lze nabít kdykoli a při jakémkoli stavu baterie.

Baterii nenechávejte úplně vybit.

Stav baterie je uveden na spodní straně LED displeje a na spodní straně baterie.

Instalace a vyjmutí nástavců

Vyberte vhodný nástavec a vložte jej přímo do zařízení. S nástavcem neotáčejte.

Ujistěte se, že je nástavec správně a bezpečně nasazen.

Nástavec tahem vyjměte ze zařízení. S nástavcem v zařízení neotáčejte.

Masážní nástavce

	„Kulatý tvar“ dlaň, záda, hýždě, nohy		„Tvar náboj“ dlaň, ploska
	„U-hlava“ krk, záda, achilovka		„Tvar lopatka“ Záda, hýždě, nohy, lýtka
	„Plochá hlava“ záda, hýždě, nohy, lýtka		„Tvar palce“ Dlaň, ploska
	„Polokruhová hlava“ nohy, hýždě, ruce		„Tvar T“ záda, hýždě, nohy, lýtka
	„Tvar vějíř“ záda, hýždě, nohy, lýtka		„Rozptýlený tvar“ ramena, hýždě
	„Tvar hříbu“ klouby, citlivé svaly		„Tvar gyroskop“ Klouby, citlivé svaly

Zapnuto/vypnuto

1. Zapnutí: na spodní části baterie posuňte tlačítko zapnout/vypnout do pozice zapnuto.
2. Stiskněte tlačítko v prostřední části LED displeje (1. otáčka), bude zobrazeno „10ne“.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko v prostřední části LED displeje a zařízení vypněte.
4. Vypnutí: na spodní části baterie posuňte tlačítko zapnout/vypnout do pozice vypnuto.

Údržba

K čištění použijte navlhčený hadřík a zařízení/nástavce otřete. Poté zařízení i nástavce vysušte. Pravidelně čistěte chladič motoru a udržujte jej bez nečistot a prachu. Během skladování nebo cestování, umístěte všechny součásti do přenosného kufříku.

Bezpečnostní upozornění

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Chraňte zařízení před zdrojem tepla.
Nepoužívejte zařízení více jak 1 h v nepřetržitém režimu.
Nepoužívejte zařízení při vysoké rychlosti a tlaku na kosti.
Zařízení nepoužívejte ani ho nenabíjejte při vysokých teplotách.
Před použitím, odpojte adaptér od baterie/zařízení.
Před použitím, konzultujte použití zařízení se svým lékařem.
Není vhodné pro děti mladší 12 let.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz