

Oclean F1 Travel set Sonic Electric Toothbrush



Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny

Kartáček je určený pro děti starší 12 let.

První čištění zubů může být nepohodlné. Tento stav je normální.

Při výměně hlavice, používejte pouze hlavice Oclean. Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za škody způsobené jinou hlavicí.

Kartáček je určen pouze pro jednu osobu. Nesdílejte kartáček s jinou osobou.

Kartáček uchovávejte mimo dosah slunečních paprsků. Pokud kartáček nenabíjíte, vyndejte nabíječku ze zdroje napětí. Před čištěním, nabíječku také vyndejte ze zdroje napětí.

Nedoporučuje se

kartáček používat pokud jste po operaci úst, máte nějaké onemocnění typu rakovina ústní dutiny, paradentózu nebo jiné nemoci ústní dutiny. Konzultujte se svým lékařem.

Dále lidem s psychickými nebo mentálními potížemi, mající umělé zuby, anebo lidem s citlivými zuby.

Popis

- 1 Štětiny
 - 2 Hlava: při výměně nástavců, původní nástavec vyjměte ve vertikální poloze (neotáčejte s ním).
 - 3 Rukojeť kartáčku
 - 4 Zapnout/Vypnout (změna režimu): Zapnutí/vypnutí - krátce stiskněte. Změna režimu – stiskněte po dobu 2 s
 - 5 Indikátor režimu: Úroveň 1 – citlivé čištění, Úroveň 2 – bělení, Úroveň 3 – Intenzivní čištění
 - 6 Magnetická nabíjecí stanice: 2 h nabíjení, výdrž cca 30 dní
- Poznámka:** Různé úrovně indikátoru režimů – různě nabitý stav baterie (při nabíjení). Červený indikátor – nízký stav baterie. Plná úroveň světla - plně nabit.

Postup

Postupná síla čištění

Start: krátce stiskněte. Poté se postupně bude zvyšovat síla čištění (kartáček je naprogramován tak, aby voda/pasta nestříkala do okolí).

Zvukové oznámení

Ve chvíli, kdy kartáček dočistí.

Automatické ukončení čištění

Kartáček po zapnutí běží 2 min. Poté se automaticky vypne.

Změna čistící plochy

Během čištění, kartáček vibrací upozorní po 30 s na změnu čistící plochy.

Změna režimu během čištění

Po dobu 2 s stiskněte tlačítko, změna intenzity světla ukazuje rozdílné režimy.

Úroveň 1 – citlivé
čištění

Úroveň 2 – bělení

Úroveň 3 – Intenzivní
čištění

Nízký stav baterie

Indikátor stavu baterie bude blikat ve chvíli, kdy kapacita baterie bude pod 20 %. Kartáček nabijte. Kartáček nebude fungovat, pokud stav baterie bude pod 5 %. Pokud se po zapnutí rozsvítí červené světlo a kartáček dvakrát zavibruje, stav baterie je extrémně nízký. Kartáček neprodleně nabijte.

Doba nabíjení

Během nabíjení indikátor problikává. Procento nabití lze odhadnout z délky indikátoru. Červený indikátor, když je baterie vybitá. Bílé světlo svítí – kartáček je nabit.

Nabíjení

Vložte spodní část kartáčku do nabíjecí stanice. Stanici poté vložte do adaptéru a nabíjejte. Doba nabití je 2 h (napětí adaptéru 5V).

Typy

Kartáček nabíjejte pouze v případech, kdy je baterie vybitá. Baterii kartáčku zbytečně nepřebíjejte. Snížíte tím životnost baterie.

Metody čištění

Ústní dutinu lze rozdělit na 4 kvadranty. Každý kvadrant čistíte 30 s. 30 s v jednotlivém kvadrantu rozdělte na 10 s čištění vně, 10 s uvnitř a 10 s na plochu zubů.

Kartáček nahněte pod úhlem 45°.

Údržba

Čištění hlavy: po každém použití hlavu a štětiny opláchněte vodou a poté vzduchem vysušte.

Čištění těla kartáčku: Tělo kartáčku otírejte pouze suchým hadříkem.

Nabíjecí stanice: Špinavé části otřete suchým hadříkem. Stanici před čištěním vyjměte z adaptéru.

Výměna hlavice (nástavců): nástavce vyměňujte každé 2-3 měsíce

Spodní část kartáčku: Spodní část kartáčku udržujte čistou a suchou. Před nabíjením se ujistěte, že je spodní část suchá.

Poznámka: zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte.

Nevhazujte zařízení do ohně. Pokud se baterie nafoukne, zařízení přestaňte používat. Zařízení nepokládejte na místa s vysokou teplotou.

Pokud se do baterie dostane voda, zařízení přestaňte používat.

Rychlý návod

Nasadte hlavu/nástavec na kartáček. Poté vložte na štětiny malé množství pasty (kartáček pojme více pasty než obyčejný kartáček). Namočte a vložte do úst. Čistíte zuby podle postupu výše (metody čištění).

Výměna baterie

Baterii může vyměnit pouze zkušená osoba.



1. možnost: prořízněte díru mezi nabíjecí částí a dnem kartáčku (viz obr.). 2. možnost: Pomocí kleští, rozbijte dno kartáčku. Po vytvoření mezery pokřivte nabíjecí desku.



Pomocí šroubováku odstraňte nabíjecí plochu.



Vyjměte část.



Oddělejte spony.



Vyndejte motor.



Přerušete dva dráty a vyjměte baterii.

Specifikace

Název produktu: Oclean Sonic Electric Toothbrush

Model: Oclean F1

Maximální torze: 140 gf.cm

Voděodolnost: IPX7

Napětí: 1,8 W

Nabíjení: USB

Vstup: 5V=0,6 A

Životnost baterie: 30 dní

Kapacita baterie: 800 mAh

Doba nabíjení: 2 h

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz